



วิธีการเปิด CT Scan (How to open the CT on a Mac OS)


1. Download .ZIP file from WeTransfer link given by Dental World to your computer.
2. ไปที่ website ชื่อ "https://www.imaios.com/en/imaios-dicom-viewer"
Go to website "https://www.imaios.com/en/imaios-dicom-viewer".



3. รอสักครู่ จะมีหน้าต่างดังรูปด้านล่างโผล่ขึ้นมา ให้เลือก "Import a file"
แล้วเลือก .zip file ที่เก็บไว้ แล้วคลิก open
Below screen pops up, then click "Import a file". Select that downloaded .zip file then click "open".



4. คลิกบริเวณรูปตรงกลาง แล้ว เลือกปุ่ม "MPR" ที่อยู่ด้านล่างขวาตามรูปข้างล่างนี้
Click "MPR" to change the view angle (on lower right corner)



5. จะเห็นวิวตามข้างล่างนี้แทน หากต้องการเปลี่ยนเป็นวิว 2D ให้คลิกปุ่มด้านล่างขวา ตามรูปข้างล่างนี้
To change the 2D view, please click "2D" button (on lower right corner).

